

Enkel
applikasjon
i sulcus

#1/21
1.4.21 - 30.9.21

Retraksjonspasta fra kapsel

VOCO Retraction Paste

Astringent pasta for en effektiv midlertidig utvidelse og tørking av gingival sulcus

- Tynn kanyle med fleksibel spiss – enkel og nøyaktig applikasjon i sulcus
- Viskositets forandring – pastaens konsistens varierer under applikasjonen og utvidelse av sulcus
- God synlighet – God kontrast mot gingiva
- Et rent produkt – raskt og enkelt å spyle bort

NY



REF 1012 Caps 25 × 0,3 gr

spar**
25%

REF 1013 Caps 100 × 0,3 gr

VOCO Retraction Paste

ASTRINGENT PASTA FOR EN EFFEKTIV MIDLERTIDIG
UTVIDELSE OG TØRKNING AV GINGIVAL SULCUS



VOCO Retraksjonspasta – Retraksjon ett steg videre

Den midlertidige utvidelsen og isolering av sulcus, inkludert stopping av blødning, er nøkkeloppgavene for en retraksjonspasta. Dette skaper de ideelle forhold for suksessfull klassisk, eller til og med digitale presisjons avtrykk.

VOCO har tenkt ett steg videre for deg med hensyn til applikasjon: *SingleDose* spissen er laget svært tynn, slik at pastaen kan appliseres direkte i sulcus med svært stor nøyaktighet. På grunn av den myke og fleksible plastikk kapselen, er applikasjonen mykere mot vevet og med det også mere behagelig for dine pasienter enn når du arbeider med metall kapsler eller plasserer en tråd.

Avhengig av hvor mye trykk du appliserer pastaen med, har den differensierte viskositets nivåer, såkalt «Viscosity Change». Pastaen kan lett trykkes ut, den kan appliseres med svært stor nøyaktighet med lite trykk. Pastaen er stabil i sulcus dette gir deg en effektiv midlertidig utviding. Etter en kort applikasjonstid på 1 – 2 minutter kan VOCO Retraction Paste sprayes godt av.



Før

Etter

Kilde: Dr. Jürgen Manhart



Applisert VOCO Retraction Paste



Presist avtrykk med V-Posil



FYLLINGSMATERIALE / BONDING

VisCalor® bulk

Termoviskøs Bulk-Fill kompositt

- Oppvarming av materialet gjør det flytende for applikasjonen og dermed mulig å modellere umiddelbart etterpå (Termoviskøs teknologi)
- Optimalt flyt mot marginene og undersnitt områder – minimerer faren for marginale sprekker
- 4 mm bulk fill uten dekklag
- Boble fri applikasjon
- En universal og tre estetiske farger
- Tynn kanyle – idell for områder som er vanskelig å nå



Verdens første kompositt med termoviskøs teknologi



spar**
40%

REF 6062 Sett Dispenser Caps 80 x 0,25 gr (16 x Universal, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3), VisCalor Dispenser

REF 9143 VisCalor Dispenser – Oppvarmings enhet

spar**
36%

REF 6063 Sett Caps Warmer Caps 80 x 0,25 gr (16 x Universal, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3), Caps Warmer

REF 6065 Caps 16 x 0,25 gr Universal

REF 6066 Caps 16 x 0,25 gr A1

REF 6067 Caps 16 x 0,25 gr A2

REF 6068 Caps 16 x 0,25 gr A3

Grandio®SO Light Flow

Flytende nano-hybrid fyllingsmateriale – lav viskositet

- Presis applikasjon på grunn av en ekstra tynn kanyle og dermed optimalt egnet for områder som er vanskelig å nå og små kaviteter




spar**
30%

REF 2585 Sett med sprøyter 5 x 2 gr (A1, A2, A3, A3.5, WO), tilbehør

Grandio®SO Flow

Flytende universalt nano-hybrid fyllingsmateriale – medium viskositet

- Utmerket flytopptreden, universal applikasjon og presis applikasjon



spar**
30%

REF 2720 Sett med sprøyter 5 x 2 gr (A1, A2, A3, A3.5, WO), fargeskala, tilbehør

Grandio®SO Heavy Flow

Flytende universalt nano-hybrid fyllingsmateriale – høy viskositet

- Økt stabilitet, d.v.s. ingen uønsket avrenning og universal applikasjon



spar**
30%

REF 2680 Sett med sprøyter 5 x 2 gr (A2, A3, A3.5, WO, GA5), fargeskala, tilbehør

Admira® Fusion

Universalt nano-hybrid ORMOCER® fyllingsmateriale

- Verdens første rent keram-baserte fyllingsmateriale
- Med god margin den laveste herdekrympingen og spesielt lavt krympestressnivå i forhold til alle konvensjonelle fyllingskompositter
- Inert, utmerket biokompatibel og ekstremt fargestabil
- Utmerket brukervennlighet, enkel høyglanspoleringsprosedyre koblet med høy overflatehardhet garanterer førsteklasses langvarige resultater
- Kompatibel med alle konvensjonelle bondinger

Ingen klassiske monomerer, ingen gjenstående monomerer!



spar
30%

- REF 2750 Sett + bonding
Sprøyter 5 x 3 gr (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), fargeskala + Futurabond U
SingleDose 20 stk
- REF 2780 Sett + bonding
Caps 75 x 0,2 gr (15 hver av A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), fargeskala + Futurabond U
SingleDose 20 stk

4+1*

Sprøyte 3 gr¹ Caps 15 x 0,2 gr¹
¹ Varenummere med fargevariasjoner kan finnes på www.voco.dental eller i hovedkatalogen.

Admira® Fusion Flow

Flytende lysherdende nano-hybrid ORMOCER® fyllingsmateriale



spar
30%

- REF 2816 Sett med sprøyter 5 x 2 gr
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
fargeskala, tilbehør

4+1*

Sprøyter 2 x 2 gr, forskjellige farger¹

Admira® Fusion x-tra

Nano-hybrid ORMOCER® fyllingsmateriale, 4 mm



4+1*

- REF 2810 Sprøyte 3 gr Universal
REF 2811 Caps 15 x 0,2 gr Universal

Admira® Fusion x-base

Flytende nano-hybrid ORMOCER® bulk-fyllingsmateriale, 4 mm



4+1*

- REF 2812 Sprøyter 2 x 2 gr Universal

Futurabond® U

Dualherdende universal bonding

- En bonding for alle kasus – gjør alle andre adhesiver på klinikken overflødig
- Selv-ets, selektiv ets eller total ets – fritt valg for utøveren
- Fremragende muligheter for applikasjon
- Tolererer fuktighet



- REF 1571 SingleDose 50 stk, tilbehør

spar**
12%

- REF 1572 SingleDose 200 stk, tilbehør

* Bestiller du fire pakker av en VOCO dental konsulent mottar du en pakke gratis. Gratis materialet blir sendt deg fra VOCO.

ORAL CARE

CleanJoy®

Fluorholdig tannrens og poleringspasta i tre rensestyrker

- Stabil, homogen konsistens, ingen sprut (2.000 – 3.000 r/min)
- Ingen parabener
- Kommer i tre grovheter, kan dermed individuelt justeres i hver situasjon
- Trafikklys koder: Enkel å bruke uten forvirring



NY
kirsebær og
karamell



mint



caramel



cherry



Grønn pasta

(fin –

RDA verdier ² = 16)

Gul pasta

(medium –

RDA verdier ² = 127)

Rød pasta

(grov –

RDA verdier ² = 195)

² RDA verdier (målt i henhold til DIN EN ISO 11609)

Tube 100 gr

	fin	medium	grov
Mint	REF 2090	REF 2091	REF 2092
Karamell	REF 6090	REF 6091	REF 6092
Kirsebær	REF 6098	REF 6099	REF 6100

spar**
33%

Tube 3 x 100 gr mixed (fin, medium, grov)

	Karamell	Kirsebær
Mint	REF 2993	REF 2992

spar**
25%

Tube 4 x 100 gr fin

Mint	REF 2089
------	----------

SingleDose 200 x 2 gr

	fin	medium	grov
Mint	REF 2096	REF 2097	REF 2098
Karamell	REF 6094	REF 6095	REF 6096
Kirsebær	REF 6102	REF 6103	REF 6104

VOCO Profluorid® Varnish

Desentiverende varnish som inneholder fluor (5 % NaF)

- Hurtig desentivering og fluorutslipp (5 % NaF $\pm$ 22.600 ppm fluor)
- Enkel applikasjon – tolererer fuktighet
- Tilgjengelig i syv behaglige smaker
- Appliseres tynt, god utnyttelse av materialet
- Estetisk tannfarget lakk



NY
Pina Colada



SingleDose 50 x 0,40 ml

Melon	Karamell	Kirsebær
REF 1269	REF 2226	REF 2227
Mint	Tyggegummi	Cola Lime
REF 2228	REF 2238	REF 2240
Pina Colada		
REF 2242		

spar**
25%

SingleDose 200 x 0,40 ml

Melon	Karamell	Kirsebær
REF 1271	REF 2229	REF 2230
Mint	Tyggegummi	Cola Lime
REF 2231	REF 2239	REF 2241
Pina Colada		
REF 2243		

Applikasjon



SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed	REF 2225
-------	----------

Inneholder alle
smaker for testing

Bifix® Hybrid Abutment

Universal, dual-herdende sementeringskompositt for intraoral og ekstraoral applikasjon

- All-in-one – permanent sementering av alle kjente dentale materialer.
- Stor fleksibilitet – intraoral applikasjon på klinikken og ekstraoral på laboratoriet
- God estetikk – den perfekte maskering av mørke områder med svært opake farger
- Med Try-in-pastaer – presis simulering for hybride fester, festede kroner og konus behandlinger

NY



spar**
30%

REF 2995 Implant sett mixed – tilsvarer
REF 2410 + 2412 + 2413
(3 x QuickMix sprøyte 10 gr,
3 x Try-In sprøyte 2,5 gr, tilbehør)

REF 2411 QuickMix sprøyte 10 gr (universal HO)
REF 2412 QuickMix sprøyte 10 gr (hvit HO)
REF 2413 QuickMix sprøyte 10 gr (translucent)
+ hver inkl. Try-In sprøyte 2,5 gr tilbehør

spar**
18%

REF 2410 Implant sett QuickMix sprøyte 10 gr
(universal HO), Try-In sprøyte 2,5 gr,
Ceramic Bond flaske 5 ml, Futura-
bond U SingleDose 5 stk, tilbehør

V-Posil

Presisjons avtrykksmateriale, VPS

- Svært hydrofilt A-silikon for maksimal presisjon
- Lang arbeidstid kombinert med kort intraoral herdetid
- Eksepsjonell smidighet og gjenskaping etter deformasjon sørger for sikker holdbarhet etter fjerning
- Godt hydrofilt selv etter herding gjengir detaljer og dermed den protetiske restaureringen perfekt

Putty Fast / Heavy Soft Fast /
Mono Fast



spar**
15%

Startersett Putty Fast / Light Fast
REF 2991

Putty Fast Patron 2 x 380 ml
Light Fast Patron 2 x 50 ml

Startersett Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985

Heavy Soft Fast Patron 2 x 380 ml
Light Fast Patron 2 x 50 ml

Startersett Mono Fast / Light Fast
REF 2987

Mono Fast Patron 2 x 380 ml
Light Fast Patron 2 x 50 ml

spar**
15%

Startersett Putty Fast / Light Fast
REF 2984

Putty Fast Boks 2 x 450 ml
Light Fast Patron 2 x 50 ml

**sammenlignet med kjøp av enkeltprodukter

DERES ORDRE

Vennligst kontakt Deres depot eller VOCO konsulent for å bestille fra VOCO Highlights som er presentert her. Tilbudene gjelder kun fra samarbeidende forhandlere. Spesielle priser i hvert tilfelle fra Deres depot.

Denne brosjyren ble utlevert av: