

**kuraray**

*Noritake*

# CLEARFIL™ AP-X

FUNDAMENTET FOR HOLDBARE OG SOLIDE  
KOMPOSITTFYLLINGER



# CLEARFIL™ AP-X

## MATERIALEGENSKAPENE ER UOVERTRUFNE

Bøystyrke, Vickers hardhet og abrasjonsresistens er alle i toppsjiktet. Dette skyldes hovedsaklig det høye fillerinnholdet 85,5% vekt (eller 71% volum). Filleren av bariumglass er relativt myk sammenlignet med de fleste andre fillerpartikler, og materialet er derfor antagonistvennlig

Kombinasjonen av fremragende fysiske egenskaper og en lite abraderende filler, gjør CLEARFIL™ AP-X særdeles velegnet til oppbygging av slitte tenner.

## FARGEKOMBINASJONER

CLEARFIL™ AP-X er tilgjengelig i 10 forskjellige VITA farger, I tillegg finnes XL, en ellefte farge med høyere translucens.

LÆRE MER



BORN IN JAPAN

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics. Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederland, [infonordics@kuraray.com](mailto:infonordics@kuraray.com)  
Fabian Giaever, 90101013, [Fabian.Giaever@kuraray.com](mailto:Fabian.Giaever@kuraray.com), [kuraraynoritake.eu/no](http://kuraraynoritake.eu/no)

# CLEARFIL™ AP-X

## ET VELPRØVD KLINISK STJERNEPRODUKT SOM GIR EKSEPSJONELT LANG LEVETID

CLEARFIL™ AP-X er en lysherdende, radiopak universalkompositt som kombinerer nøyaktig fargetilpasning, fremragende poleringsegenskaper og enestående fysiske egenskaper.

Denne mikrohybridkompositten har høyt fillerinnhold og gode flyteegenskaper, og kleber ikke til instrumentene. Denne kombinasjonen av kvaliteter er hovedsaklig oppnådd ved hjelp av high-end silanteknologi. CLEARFIL™ AP-X hører til komposittene med medium konsistens og er lett å applisere i kaviteten, og adaptasjonen til kavitetsveggene er fremragende.

### ALL BENEFITS

- ✓ Klinisk testet , høy holdbarhet, 3,3% AFR\*
- ✓ Naturlig slitestyrke\*
- ✓ Høy styrke under krevende forhold\*

\*Se kliniske resultater og kilder i vår tekniske dokumentasjon



**LES ALT OM  
KOMPOSITTER OG LAST  
NED VÅR TEKNISKE  
DOKUMENTASJON**



SJU ÅR

## BEMERKELSESVERDIGE RESULTATER OVER TID

CLEARFIL™ AP-X har blitt brukt klinisk under krevende forhold hvor ekstrem slitasje f.eks. på grunn av bruxisme eller erosjonsskader, har nødvendiggjort omfattende restaureringer.

CLEARFIL™ AP-X gir ikke bare fremragende resultater over tid, men materialet egner seg også for minimal invasiv teknikk, noe som muliggjør gjentatte rehabiliteringer uten økt fare for komplikasjoner.

(Loomans et al. (2018).



*“Clearfil AP-X can be considered as one of the gold standard composites for posterior use, that is able to perform successfully even in high risk situations.”*

(Loomans et al. 2016)\*



Kontroll etter sju år viser noe slitasje av kompositten, men tennene under er fremdeles intakte og beskyttet. Kliniske bilder med tillatelse av Prof Dr Bas Loomans.