

# Germi-Cid H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> MINI

## Sistema di Disinfezione combinato Perossido di Idrogeno PMC e Ozono



- Facile utilizzo programmabile
- Sistema solo Perossido o Silver Peroxid con Ioni d'argento
- Eventuale utilizzo combinato con Ozono in sinergia con Peroxid

**Germi-cid H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Mini** è un sistema di sanificazione rapido ad atomizzazione con pompa a 18 bar ed ugello antigoccia atomizzante inox/hard stone con foro calibrato. Il sistema di disinfezione utilizza un presidio medico chirurgico ottemperato dalle norme di sanificazione e disinfezione anche per il **Periodo Covid 19** dall' **Istituto Superiore di Sanità** (rapp Covid 19 n° 25 del 2020)

Il **Germi-Cid H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Mini** integra al suo interno anche un ventilatore di distribuzione dell'effluvio evaporato da circa 800 mc/h e un temporizzatore digitale programmabile per il controllo del sistema, inoltre è dotato di **3 generatori Ozonogeni** per la produzione di Ozono da scissione fotochimica a integrazione del sistema sanificante o per effettuare trattamenti a solo Ozono (max 500 mc).

### SPECIFICHE

Modello	<b>Germi-Cid H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Mini</b>
In conformità con i requisiti	EMC, CE, IP44
Materiali	Acciaio Inox
Temperatura utilizzo [°C]	0° - +40°
Potenza [W]	280 circa
Corrente [A]	1.5
Germi-cid H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> MINI PRO	<b>Nebulizzatore Peroxid PMC + Eventuale Ozono Combinato</b>
Copertura in Metri cubi 1800 in 1e20'	h ca. con soluzione di perossido di idrogeno stabilizzato a 0,7% /1%
Volume aria trattato[m <sup>3</sup> ]	locale standard di 100 mc. in <b>7/8</b> minuti primi operativi
Emissione rumore [dB]	53
Serbatoio integrato	500 ml facilmente sostituibile
Misure (HxLxP) [mm]	670 x 380 x 400
Peso [kg]	13
Durata lampada [h] e tipo	8000 ore n° 3 da 24 W
Durata media della parte	elettronica maggiore di 5 anni
Voltaggio [V <sub>AC</sub> ]	220/240 (50/60 Hz)
Lunghezza cavo elettrico [m]	2.5 ca. (personalizzabile) IEC

Modifiche tecniche riservate